L&L SKIN


LENA PRO



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описание прибора

LENA PRO – это прибор премиум-класса для ухода за кожей, созданный для достижения безупречного результата. Благодаря инновационным технологиям RF, EMS и LED терапии, прибор поддерживает вашу красоту и дольше сохраняет молодость кожи.



Способы применения

Шаг 1: Нанесите гель на очищенную, сухую кожу вокруг глаз.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить прибор, затем выберите соответствующий режим и используйте метод точечного нажатия для ухода за зоной вокруг глаз.

Шаг 3: После завершения работы протрите прибор. Время использования прибора – 5 минут для одной зоны (глаза).

Рекомендуемый курс процедур: не более 10-15 минут на все лицо, 2-3 раза в неделю. Чрезмерное использование может привести к нагрузке на кожу.

Режимы и управление прибором

Продолжительное нажатие кнопки питания в течение 1,5 секунд позволяет включить/ выключить устройство.

Прибор имеет три режима работы. Нажмите кнопку питания для переключения режимов.

• Первый режим: RF + EMS
• Второй режим: RF + EMS + красный свет
• Третий режим: RF + EMS + красный свет + вибрация

Заряд батареи

Низкий заряд батареи: один мигающий световой индикатор.
Зарядка: три мигающих индикатора.
Полная зарядка: индикаторы светятся непрерывно.

Внимание

1. Храните прибор в недоступном для детей месте.

2. Не используйте при следующих симптомах: заболевания сердца, тяжелые и острые заболевания, инфекционные болезни, аллергические реакции, дерматит и другие подобные состояния.

3. Не используйте во время беременности и кормления грудью.

4. Не используйте на участках кожи, где есть раны, послеоперационные швы, на глазном яблоке.

5. Держите прибор подальше от огня и высоких температур.

6. Прекратите использование прибора при некорректной работе.

Предупреждение

* Не используйте другие кабели для зарядки, чтобы не повредить устройство.

* Не разбирайте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно во избежание его повреждения и аннуляции гарантийного срока.

* Не допускайте падений и ударов во избежание повреждения прибора.

* Не мочите прибор.

Очистка и уход

1. Протирайте прибор сразу после использования.

2. Избегайте попадания воды на устройство.

3. Для очистки прибора используйте сухую, безворсовую салфетку.

4. Для удаления стойких загрязнений протрите устройство салфеткой, слегка смоченной в растворе хлоргексидина.

Характеристика прибора

Название продукта	LENA PRO
Действие и функционал	Уход за кожей и массаж области вокруг глаз
Порт зарядки	Type-C
Номинальное напряжение	3,7 В
Рабочий ток	1А
Емкость аккумулятора	700 МА
Выходная частота EMS	12,5 Гц-17 Гц-25 Гц
Выходная частота RF	1 МГц
Время зарядки	1-2 часа
Вес продукта	60 г
Гарантия	Один год

Инструкции по охране окружающей среды

Данное изделие соответствует нормам и методам контроля по ограничению использования опасных веществ в электрических и электронных изделиях.

Утилизация

1. Перед утилизацией прибора извлеките аккумулятор.

2. Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что прибор отключен от источника питания.

3. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с правилами безопасности.

Japan L&L Skin Tech Co., Limited
3F Kabutocho Daiichi Heiwa Building5-1
Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan Post code:103-026
www.llskin.jp
www.llskin-official.ru

RoHS ISO